

**BULLETIN D'ANALYSE / ANALYSIS SHEET**

Produit / Product PEPTONE DE SOJA ESSENTIAL SOY PEPTONE ESSENTIAL	
Réf. / Ref. A1608	
Lot n° / Batch n° 10C295A	Date de fabrication: 03/2010 Manufacturing date
ANALYSES / Analysis	Résultats / Results
Caractères / characters - Aspect, couleur / Appearance, color	Poudre beige / beige powder
Essais / Tests - pH de la solution aqueuse à 2 % / pH of a 2 % aqueous solution - Azote total / Total nitrogen (Kjeldahl) - Azote aminé / Amino nitrogen - Cendres sulfuriques / Sulfuric ashes - Perte à la dessiccation / Loss on drying	7,3 8.2 % 1.3 % 20 % 4.5 %
Contamination microbienne / Microbial content - Denombrement de germes aérobies totaux / Total aerobic microbial count	< 5000 ufc/g

Beauvais, le 02/04/2010
CONFORME / CONFORM
Le Responsable Contrôle / Chief Control

