



北京来福赛思科技有限公司


BeiJing Life Science Technology Co.Ltd



客户分布

- IVD企业
- 疫苗企业
- 基因制药
- 科研院所

全球代理商



北京来福赛思科技有限公司
BeiJing Life Science Technology Co.Ltd





诚信为本，用户至上；
锐意开拓，求新务实。

company profile

公司简介

北京来福赛思科技有限公司，专业从事生命科学方面的服务，为客户提供生化试剂、实验室消耗品、化工原料及医药中间体等产品。专注于全球生命科学的前沿与发展，努力将最新、最优秀的产品和技术提供给广大客户。

近年来我们已成为近二十几家世界知名企业在中国的授权代理商，销售网络已遍布中国各个中心城市，销售的产品涵盖了生物工程领域的各个方面（体外诊断、疫苗、制药等行业），为 IVD 客户提供优质的抗原、抗体、抗血清、微球，标准品、阻断剂、酶、底物等相关产品，拥有生化（包括免疫比浊），免疫（化学发光，ELISA，免疫层析-POCT）等 IVD 生产企业所需的大部分核心原辅料。为疫苗基因制药企业提供如灭活剂，铝佐剂等各种原辅料，各种检测试剂盒及国际标准品等相关产品。

在长期的销售实践中，公司形成了独特的市场优势：

产品齐全、价格合理、经营稳健、信息反馈及时、并能随时随地享受国外供应商最直接、最周到、最完善的售后服务。

公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，并以锐意开拓、求新务实的精神，不断提高公司的经营和服务质量；无论是过去、现在、还是将来：我们仍然一如既往地继续努力，为客户提供优质的产品、完善的售后服务和技术咨询，力争成为广大客户的忠实朋友。



关注公众号 了解更多信息

公司网址：www.bj-life-science.com





北京来福赛思科技有限公司

Beijing Life Science Technology Co.Ltd



牛血清白蛋白BSA Bovine Serum Albumin

牛血清白蛋白 (BSA) 是牛血清中的一种球蛋白，包含583个氨基酸残基，分子量为66.446kDa，等电点为4.7。牛血清白蛋白在生化实验中有广泛的应用。

BSA一般做为稳定剂被用于限制酶或者修饰酶的保存溶液和反应液中，因为有些酶在低浓度下不稳定或活性低。加入BSA后，它可能起到“保护”或“载体”作用，不少酶类添加 BSA后能使其活性大幅度提高。不需要加BSA的酶加入BSA一般不会受到什么影响。对多数底物DNA而言，BSA可以使酶切更完全，并可实现重复切割。在37℃，酶切反应超过1h时，BSA可以使酶更加稳定，因为在不含BSA的反应缓冲液中，许多限制性内切酶在37℃下只能存活10"20min甚至更短的时间。而BSA可以结合缓冲液或底物DNA中抑制限制性内切酶活性的金属离子和其它化学物质。

应用范围:

作为组织和细胞培养的生长培养基中的添加剂

蛋白标准

研究和诊断试剂检测

检测低内毒素水平的需要

添加剂的具体稀释剂

疫苗生产

免疫阻断剂

某些类型的蛋白配体的稳定剂

蛋白酶敏感的免疫测定

添加在脂肪酸敏感细胞培养系统



产品信息:

商品编号	商品全名	产地	规格	商品备注
Ls00223. BS	BSA牛血清白蛋白	Bovogen	100g	常温运输/2-8℃储存
Ls00178. BS	BSA牛血清白蛋白	Bovogen	1Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls01779. BS	BSA牛血清白蛋白	Moregate	1Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls06347. BS	BSA牛血清白蛋白(无脂肪酸)	Moregate	1Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls05385. 10	BSA牛血清白蛋白	Roche	1Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls01928. 12	BSA牛血清白蛋白(低重金属)	Merck	1Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls01677. 12	BSA牛血清白蛋白(低重金属)	Merck	10Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls06559. BA	BSA牛血清白蛋白	Equitechbio	500g	常温运输/2-8℃储存
Ls06560. BA	BSA牛血清白蛋白	Equitechbio	1Kg	常温运输/2-8℃储存
Ls06564. BA	BSA牛血清白蛋白(无蛋白酶)	Equitechbio	500g	常温运输/2-8℃储存
Ls06565. BA	BSA牛血清白蛋白(无蛋白酶)	Equitechbio	1Kg	常温运输/2-8℃储存

订单货期:

**Bovogen、Moregate的BSA常年备有现货；
Roche, Merck, Equitechbio的BSA订货周期6-8周。**

其它相关产品:

各个品牌的牛免疫球蛋白IGG(纯度≥97%)，货期6-8周。



北京来福赛思科技有限公司
地址: 北京市昌平区回龙观北清路1号院8号楼2单元1908室
电话: 010 5701 7625 / 5701 8690 / 5701 8691 传真: 010 8174 3370
邮箱: info@bj-life-science.com
网址: www.bj-life-science.com





北京来福赛思科技有限公司
Beijing Life Science Technology Co.Ltd



LUMIGEN

A Beckman Coulter Company

化学发光底物

Lumigen 是世界上最大的临床免疫诊断市场化学发光试剂供应商之一。Lumigen 位于美国密歇根州南菲尔德，成立于 1987 年，致力于研究，开发，生产和销售用于生命科学研究和医学诊断的新型化学发光化合物。2006 年被贝克曼收购。

Lumigen APS-5 ELISA AP Substrate

Lumigen APS-5 采用了独特的技术，在化学发光检测过程中，为碱性磷酸酶偶联提供优越的灵敏度和易用性

- 超高的灵敏度——可以检测到小于 10^{-19} mol 的碱性磷酸酶。
- 能迅速达到峰值以减少检测时间，增加通过量。
- 线性校准曲线的斜率是以重对数等于 1.0 绘制的。
- 持续发光——对测定时间的要求并不高。发光强度可以在任何时间从产生的线性校准曲线上读取。
- 分析结果对温度在 22°C — 35°C 范围内不敏感，降低控制温度所需的精确度。

Lumi-Phos 530 ELISA AP Substrate

Lumi-Phos 530 是一种即用型化学发光试剂配方，含有碱性磷酸酶 (AP) 底物 Lumigen PPD。

- 卓越的灵敏度—低至 pg-fg。
- 持续发光—低浓度的 AP，光强度保持恒定数小时。
- 线性校准曲线—任何时间点的发光强度都是酶浓度的直接量度。
- 稳定性高，保质期长

订购信息:

产品描述	货号	产品描述	货号
Lumigen APS-5 (100 mL)	AP5-101	Lumi-Phos 530 (100 mL)	P-501
Lumigen APS-5 (1L)	AP5-1000	Lumi-Phos 530 (1L)	P-5000

Lumi-PhosPlus Blotting AP Substrate

Lumi-Phos Plus 是一种新型即用型化学发光试剂配方, 含有碱性磷酸酶 (AP) 底物, Lumigen PPD 和专利增强剂。

- 卓越的灵敏度 - 单拷贝基因检测
- 高强度光, 背景低
- 持续发光 - 低浓度的 AP, 光强度保持恒定数小时
- 稳定性高, 保质期长

Lumigen SPARCL

Lumigen SPARCL 是一种均相接近分析技术, 利用闪光化学发光检测, 无需固体支持或洗涤步骤, 可在 30 分钟内完成分析。

- 成本效益 - 使用更少的试剂和仪器, 无需板/珠涂层操作, 自动清洗站或其他昂贵的检测设备。
- 灵活的分析形式 - 适用于溶液或固相形式的多种不同分析, 可用于研究各种目标。
- 减少浪费 - 不洗涤意味着不需要洗涤溶液。与常规 ELISA 检测的 13 倍孔体积相比, SPARCL 仅产生 1 倍体积的废物。

Lumi-Phos HRPELISA HRP Substrate

Lumi-Phos HRP 是一种专有的基于辛基的化学发光底物, 用于 ELISA 检测辣根过氧化物酶 (HRP) 偶联分子。Lumi-Phos HRP 具有广泛的动态范围, 可快速产生持续发光

- 出色的灵敏度 - 低至 pg-fg
- 快速的峰强度 - 减少了测定时间并提高了通量
- 温度不敏感 - 分析结果对 22° C - 35° C 的温度不敏感, 减少了对精确温度控制的需求。

订购信息:

产品描述	货号	产品描述	货号
Lumi-Phos Plus (100 mL)	P-701	Lumi-Phos HRP (100 mL)	PSA-100
Lumi-Phos Plus (100 mL)	P-7000	Lumi-Phos HRP (1 L)	PSA-1000
Lumigen SPARCL	SDK-10K		



北京来福赛思科技有限公司
地址: 北京市昌平区回龙观北清路1号院8号楼2单元1908室
电话: 010 5701 7625 / 5701 8690 / 5701 8691 传真: 010 8174 3370
邮箱: info@bj-life-science.com
网址: www.bj-life-science.com




免疫微粒技术产品-荧光微粒、染色微粒、乳胶微粒

免疫微粒技术: 免疫微粒技术是利用高分子材料合成一定粒度大小的固相微粒作为载体包被上具有特异性亲和力的各种免疫活性物质（抗原或抗体），使其致敏为免疫微粒，用于免疫学及其它生物检测与分离的一项技术。

常见包被方法：物力吸附、化学偶联、生物素亲和亲桥联法。

常用化学偶联方法：一步法、两步法。





ThermoFisher 染色、乳胶和荧光微粒，适用于临床诊断、兽医和食品检测领域的利用微粒为介质的免疫分析测试研发。

ThermoFisher

SCIENTIFIC

- 多种微粒尺寸、颜色和修饰基团可供选择
- 可特殊定制
- 一批次生产产量高
- 批间差异小
- 专业的微粒研发经验
- 生产经过 ISO13485:2003 验证

PolyMicrospheres 在聚合物科学，工艺工程和微粒技术方面拥有三十多年的经验，是专为诊断分析而设计的均匀聚合物微球的先驱。



PolyMicrospheres

The Leader in Microparticle Technology

- 羧基微球有 10 个产品线 and 150 多个共价偶联产品，粒度分布广泛，每个粒度匹配最优的羧基团体 (50-300 μ Eq/g 的羧基组) 达到最佳耦合效率
- 粒径均匀，灵敏度更高
- 均匀的羧基分布，减少假阳性
- 均匀的表面形态，减少非特异性吸附
- 批间差小，精准度高

Life

science

北京来福赛思科技有限公司
地址：北京市昌平区回龙观北清路1号院8号楼2单元1908室
电话：010 5701 7625 / 5701 8690 / 5701 8691 传真：010 8174 3370
邮箱：info@bj-life-science.com
网址：www.bj-life-science.com





北京来福赛思科技有限公司

Beijing Life Science Technology Co., Ltd

Reccs、NIBSC、IRMM、NIST、PEI、EP、USP WHO国际标准物质



Reccs 已通过 ISO 指南 34 和 ISO/IEC17025 认证, 并于 2000 年被认证为 ASNITE 国家胆固醇计量研究所, Reccs 中国区独家代理商为北京来福赛思科技有限公司 (Beijing Life Science Technology Co., Ltd)。



NIBSC 英国国家生物标准与检定所(National Institute for Biological Standards and Control), 是世界卫生组织 WHO 的一个国际标准品供应中心, 它的核心工作是制备、保存和分发 WHO 用于检测全球生物制品质量的标准品。



NIST 美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology)直属美国商务部, 从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究, 以及测量技术和测试方法方面的研究, 提供标准、标准参考数据及有关服务。





IRMM-欧洲标准物质(European Reference Materials-ERM),ERM 系列标准物质制定于 2004 年 5 月,它是三方主要标准物质生产单位合作的结果,即英国 LGC、比利时 IRMM 和德国 BAM。合作方致力于应用最先进的方法生产有证标准物质。IRMM 产品涉及钢铁、石化、食品、环境各个领域。



PEI-德国国家疫苗及血清研究所成立于 1896 年,位于柏林,早期叫血清学研究所,主要从事血清学研究,后以当任所长名字命名 Paul-Ehrlich-Institut (简称 PEI)。该所于 1972 年成为联邦政府管辖的研究所;1994 年开始负责血液和血液制品的质量控制;2000 年建立体外诊断医疗器械实验室;2004 年负责 GCP 指导原则制定;2005 年成为 WHO 的血液制品和体外诊断试剂的质量保证中心。



EP/USP 是欧洲/美国药典的简称,以欧洲/美国药典为准则的标准物质对照品 EP/USP 标准品被广泛用在欧洲/美国化工、药物、生物等行业,是欧洲/美国化工行业不可缺少的物品,欧洲/美国化工行业质量的参考标准。

订单货期 (部分标物备有现货)

Reccs、NIST 期货下单后 3-5 周;

NISBC、IRMM、PEI、EP、USP 期货下单后 4-8 周。



北京来福赛思科技有限公司
地址: 北京市昌平区回龙观北清路1号院8号楼2单元1908室
电话: 010 5701 7625 / 5701 8690 / 5701 8691 传真: 010 8174 3370
邮箱: info@bj-life-science.com
网址: www.bj-life-science.com





北京来福赛思科技有限公司

Beijing Life Science Technology Co.Ltd

抗原、抗体、抗血清及酶等代理品牌



Fitzgerald

Fitzgerald 成立于 1989 年，产品线不断增长，目前拥有超过 6 万种产品，涵盖一抗（单抗，多抗）、二抗、重组和天然蛋白、ELISA 试剂盒、抗血清等许多工业级别的生物试剂和免疫原料。其产品线涵盖肾上腺/胰腺、肿瘤标志物、心肌标志物、内分泌激素、传染病等等。



BiosPacific

BiosPacific 公司是专门为临床诊断试剂的研发与生产提供抗原、抗体（多抗、单抗、偶联的抗体、抗体对）的公司，是临床诊断试剂原料的主要供应商。其产品主要集中在肿瘤、内分泌、传染病、心肌标志物等；



Bioventix

Bioventix 是一家专注研发用于免疫诊断、临床诊断和药物滥用检测领域的高亲和力羊单克隆抗体（SMAs）的生物技术公司。Bioventix 公司生产的高亲和力抗体优于常规啮齿动物单克隆抗体，其代表抗体有 T3、T4、25OH-VD2、25OH-VD3。



Diasource

Diasource 是一家位于比利时的国际诊断公司，在内分泌和传染病领域开发、生产和销售临床诊断产品。致力于维生素 D，包括 IVD 和 RUO 产品，产品包括各种形式的维生素 D 代谢物：25OH-VD2、25OH-VD3 抗体和抗原。



EastCoast Bio

Eastcoast 一直是高品质抗原，抗体的制造商和供应商，产品范围涵盖心脏标志物，滥用药物，激素，传染病，血清蛋白，肿瘤标志物和兽医产品等。



Medix Biochemica

Medix 专注于体外诊断抗体的生产和销售，包括单抗，重组抗原以及相关定制服务，目前主要抗体产品涵盖以下领域：心血管标志物、代谢和糖尿病、激素类、感染性疾病、炎症和特种蛋白、甲状腺疾病和肿瘤等。



Nittobo

Nittobo America Inc.

Nittobo America Inc 生产用于比浊免疫测定的多克隆抗血清，并生产特定的血浆蛋白校准品和对照品。成立于 1986 年，2016 年 6 月完成了两个品牌（MBC、IIC）的销售和营销的整合。





CalBioReagents 提供诊断开发和研究用的免疫学试剂，产品包括单抗、多抗、蛋白及偶联试剂，DNA 结合抑制因子蛋白及聚集蛋白等产品，产品应用领域广泛。



BBI Solutions 提供各类工业级别的原料：人源蛋白、酶、抗原、抗体、BBI 生物库、纳米颗粒和胶体金交联物。供应各种酶，如碱性磷酸酶、辣根过氧化物酶、葡萄糖氧化酶等。



Meridian 生产各种抗体，各种病毒抗原，各种重组蛋白质，各类 PCR 多聚酶，各种核苷酸等，在传染病、肿瘤、优生优育、激素、心肌、炎症等领域均有巨大优势。



MaxMed Laboratories (MML) 成立于 2000 年，致力于研究和诊断设备的新诊断技术和试剂的研究。尤其在快速测试（毒品检测）和 DNA 诊断产品上有突出表现。



Oriental Yeast Co., LTD (OYC) 生产的重组酶，重组人蛋白，辅酶，底物和抗体在世界各地被用作制造诊断试剂的原料，其代表产品如兔多抗 CRP, β 2M, 胱抑素 c 及 D-葡萄糖-6-磷酸二钠等。



ProSpec 主要提供细胞因子，生长因子，激素，信号蛋白，病毒抗原等产品，是世界上提供蛋白品种最多的公司之一，领先的生产工艺和规模使其可以提供毫克到克级蛋白。



USBio 的生物化学，抗体，重组蛋白，细胞培养基和分子生物学试剂盒用于几乎所有科学应用和环境中，包括基因组研究，生物技术，药物开发和疾病诊断。



DiaDirect 是一家提供诊断试剂原料的高科技企业。公司成立于 1998 年，DiaDirect 主要生产人重组抗原，用于自身免疫性疾病的体外诊断。



LeeBio 生产和制造高品质的蛋白质和酶，用于广泛的生命科学研究和诊断应用，产品包括抗原、酶、天然蛋白质、标准品、质控品、重组蛋白等。



北京来福赛思科技有限公司
地址：北京市昌平区回龙观北清路1号院8号楼2单元1908室
电话：010 5701 7625 / 5701 8690 / 5701 8691 传真：010 8174 3370
邮箱：info@bj-life-science.com
网址：www.bj-life-science.com



专注于

全球生命科学的前沿与发展



北京来福赛思科技有限公司

—Beijing Life Science Technology Co., Ltd—

北京市昌平区回龙观北清路1号院(珠江摩尔国际大厦)8号楼2单元1908室

开户行: 中国建设银行北京西三旗支行

账号: 1100 1018 4000 5926 1400

税号: 9111 0114 5906 1959 06

电话: +86 10 5701 7625 / 5701 8690 / 5701 8691

手机: +86 136 4103 4192 / 135 2194 3723 (微信同号)

传真: +86 10 8174 3370

邮箱: info@bj-life-science.com